

Skin Cell Tronic & Skin Cell Therapy



O Conceito SKIN CELL THERAPY

Conceito de tratamento inovador composto por:

- Células estaminais da maçã (Malus domestica Fruit Cell Culture Extract)
Extraídas de uma rara qualidade de maçã, de origem Suíça (Uttweiler Späthlauber). Prolonga e reactiva a actividade celular das células estaminais da pele, combatendo assim de forma eficaz o processo de envelhecimento da pele, reduzindo marcas de envelhecimento e rugas. Em testes efectuados em pessoas, verificou-se em 100% das Pessoas testadas uma redução significativa das rugas
- Sistema de protecção contra meios radicais e raios UV. Extractos de semente de uva (Flavonoide) e Vitamina E, actuam como um valioso Antioxidante, protegendo a pele do envelhecimento precoce, provocado pelos raios UV e meios radicais. Além disso estes extractos provocam um efeito tranquilizante na pele. Com efeito anti-

inflamatório esta combinação de componentes estimula a micro circulação da pele.

- Extractos da Camomila Marina (*Tripleurosperum Maritimum*)

A composição destes extractos provoca um efeito tranquilizante na pele, que combate assim com eficácia as linhas e rugas na pele. O efeito provocado é semelhante ao Botox ou substitutos de Botox, sendo neste caso à base de um componente natural e não sintético.

Skin Cell Therapy

Principais Características

- Combate eficaz ao processo de envelhecimento da pele
- Alisa a pele
- Combate às rugas
- Estimula a produção de células
- fornece hidratação

Componentes complementares da gama Skin Cell Therapy

Aloe Vera (*Aloe Barbadensis*)

- Hidrata e tranquiliza a pele fragilizada

Manteiga de Karité (*Butyrospermum Parkii*)

- Hidrata e fornece suavidade á pele

Extractos das folhas de Oliveira (*Olea Europea Leaf Extract*)

- Efeito Antioxidante através dos Polyphenoles naturais, que em combinação com outros Polyphenoles e Flavonóides protegem a pele dos meios radicais, bactérias e envelhecimento precoce provocado pelos raios UV.



O Ácido Hialurônico | *Hyaluron Gel*

Componente natural produzido pelo nosso organismo presente em todos os órgãos, mas **56% estão na nossa pele!**

Responsável pela **vinculação de água**, garantindo assim o **volume e a forma da nossa pele**. O Ácido Hialurônico **consegue armazenar até 6000x** do seu próprio peso em água! **1gr = 6l de água!**

Na idade a produção natural do Ácido no nosso organismo reduz drasticamente:

- **Aos 40 Anos, a produção baixa para 60%**
- **Aos 60 Anos baixa para 10 a 20%**

Obtido através da **fermentação vegetal**, (*Streptococcus equi* ou *S. zooepidermus*) garantido a **isenção de qualquer substância animal**, sendo assim **melhor absorvido pelo organismo** e eliminando a possibilidade de alergias

Principais Ingredientes e as suas funções:

- **Sodium Hyaluronate - Composto de 100% Ácido Hialurônico de cadeia dupla, hidrogénio e água**
Fornecer volume e hidratação à pele.
Regula a actividade normal das células do interior da pele (melaócitos) responsáveis pelo tom da nossa pele (Melanina)
- **Acetil hexapeptide-8**
Molécula não-tóxica, não irritante, regula a estimulação excessiva dos músculos faciais , relaxa a tensão facial e também reduz a profundidade das rugas já formadas .
- **Glycerin:**
Conservante, desinfectante, prepara a pele para a hidratação.

- **Glutamic Acid:**

Regula o Ph da pele, amacia a pele.

- **Aspartic Acid**

Promove energia celular gerando “trifosfato de adenosina” (ATP), o combustível que alimenta toda a actividade celular.

Ajuda a inibir a síntese de melanina – clareia a pele.

Conceito **Anti-Aging revolucionário e inovador** que oferece um tratamento altamente eficaz. Através da **ondas ultrassom** e a **corrente galvânica da ionização**, garantimos o fornecimento das substâncias activas do **Ácido Hialurônico** aonde a pele realmente o necessita, na **Derme e no Tecido Conjuntivo**

O Conceito

Enquanto o **Acido Hialurônico** se ocupa de **preencher os espaços entre células** com **hidratação e elasticidade**, a **corrente galvânica** e as **ondas de ultrassom** do *Skin Cell Tronic*, garantem **o transporte** destas substâncias activas **para o local certo: Derme e Tecido Conjuntivo**. O Gel Hialurônico é uma composição **hidrossolúvel natural do nosso organismo** e presente nas camadas mais profundas da nossa pele (Derme e Tecido Conjuntivo). A absorção cutânea deste valioso princípio ativo reduz-se apenas às camadas superficiais (Epiderme) não conseguindo chegar à profundidade necessária da nossa pele. Isto acontece porque a **queratina** da nossa pele atua como uma barreira impermeável não permitindo a penetração de substâncias hidrossolúveis e de peso molecular alto.

Para ultrapassar esta barreira torna-se necessário **dissociar as moléculas** das substâncias ativas do Gel Hialurônico em partículas mais pequenas (iões), permitindo a sua penetração até às camadas mais profundas da pele. O *Skin Cell Tronic* utiliza um **ionizador** que através da **corrente galvânica contínua**, **dissocia as moléculas em iões** e **transportando-as para onde elas são necessárias**. O **Ultrassom produz 3 Milhões** de ondas suaves por segundo, provocando assim uma **massagem profunda da nossa Derme**. Esta massagem **reorganiza as células** garantindo uma melhor penetração e actuação do Acido Hialurônico fornecido através do nosso gel. Além disso **estimula a produção de colagénio e elastina** na pele.

O Skin Cell Tronic e as suas funções:

Ionização Negativa (-)

Ionização através da **corrente galvânica continua no sentido positivo!**

Dissociação de moléculas em **iões** e permitindo a **penetração de substâncias activas** para as camadas mais profundas da pele (**Derme e Tecido Conjuntivo**)

Ionização Positiva (+)

Ionização através da **corrente galvânica continua no sentido negativo!**

Permitindo o **sentido inverso das moléculas de impurezas e de distúrbios de pigmentação** para o exterior da pele. Produzindo uma **substituição com as substâncias activas dos produtos** de limpeza como o *Sérum para peles com impurezas* e Hyaluron Gel

Ultrassom | 3 Milhões de ondas por segundo

Massagem celular em profundidade (Derme) permitindo a **reorganização das células** e estimulando em simultâneo a **produção de colagénio e elastina**. As pulsações provocam uma **exfoliação suave e não evasiva** à pele. Permitindo a eliminação eficaz das células mortas

Fototerapia | Através de luz LED de baixa frequência

Luz vermelha (Anti-Aging) -Estimula a produção de colagénio e elastina na pele

Luz Azul (Limpeza | Acne) -Efeito calmante e anti-inflamatório (Manchas e Acne)

Luz Verde (Anti-Aging)-Relaxamento da micro musculação

O Resultado

- A pele é preenchida com hidratação de dentro para fora eliminando rugas, marcas de expressão, linhas e cavidades provocadas por cicatrizes.
Elimina até 60% das rugas, nas zonas naso-labial, contorno dos olhos e testa!
- Esfoliação não agressiva e invasiva à pele, eliminando apenas as células mortas através do tratamento ultrassom!
- Eliminação de impurezas em profundidade através da Ionização Positiva
Tratamento de Acne e redução das inflamações através da luz LED azul!
- Redução dos distúrbios da pigmentação
Reduz manchas de pigmentação e despigmentação!
- Estimula a produção de colagénio e elastina na pele garantindo um aumento significativo de elasticidade.
Através do ultrassom e luz LED vermelha
- Relaxa a micro-musculação da pele **através da luz LED verde**

Exemplos Reais:

ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



Tratamentos possíveis com este conceito

- Limpeza da pele com esfoliação não invasiva
- Tratamento para todo o tipo de pele inclusive a sensível.
- Tratamento de rugas até redução de 60%
- Tratamento distúrbios de pigmentação
- Tratamento de pele acneica, oleosa e com impurezas
- Drenagem linfática (Desintoxicação nas glândulas linfáticas)
- Estrias (ruptura das fibras de colagénio e elastina, responsáveis pela elasticidade, que estão localizadas na derme (camada profunda da pele))

O dispositivo não pode ser utilizado nas seguintes circunstâncias

- Durante a gravidez
- Se tiver alguma prótese de metal ou silicone no rosto
- Se tiver feridas no rosto
- Queimaduras solares
- Após ingestão de esteroides, hormonas ou diminuição da função hepática
- Se tiver peças metálicas no corpo
- Problemas cardíacos (em particular pessoas com pacemaker)
- **A Skin Cell Tronic nunca deve ser utilizada na garganta ou directamente nos olhos.**
- Infecções cutâneas e Dermatite
- Pele irritada com prurido e elevada temperatura

Como fazer os tratamentos:

Primeiro passo: Limpeza profunda da pele

1. Remova a maquilhagem com Removedor de Maquilhagem e limpe bem a pele, p. Ex. com Leite ou Espuma de limpeza da gama Q10, Aloe Vera ou Pastel dos Tintureiros.
 2. Aplique uma quantidade suficiente de Leite ou Espuma de limpeza no rosto e no Aplicador do Skin Cell Tronic.
- (Aconselhamos utilizar o produto de limpeza da gama Vegas Cosmetics que estiver a utilizar).
3. Prima o Botão **On/Off** para ligar o aparelho, seleccione **Sonic** e **ION+**, e seleccione a intensidade de tratamento desejada **Level** (high – alta; low – baixa).
 4. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, sempre de baixo para cima. Proceda noutras zonas do rosto, de mesma forma.
 5. Limpe o rosto com água e tonifique a pele com o Tónico facial da sua gama Vegas Cosmetics. Limpe o aplicador do Skin Cell Tronic, com um pano húmido ou se necessário utilize um produto desinfectante (Spray ou Álcool).

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics (conforme a sua gama de tratamento): Espuma ou Leite de limpeza Aloe Vera ou Espuma de Limpeza Aloé Vera, Tónico facial Aloe Vera, Leite de limpeza e Tónico facial Q10, Espuma de limpeza pastel-dos-tintureiros.e Espuma de Limpeza Anti Aging



Tratamento Anti-Aging - Para redução das rugas nas zonas dos olhos, boca, nariz e testa

Primeiro Passo:

Limpeza profunda da pele (descrita anteriormente)

Segundo passo:

1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic
2. Prima o Botão **On/Off** para ligar o aparelho, seleccione **ION-**, **SONIC (Ultrassom)** e **Photon (Luz vermelha)** de seguida a intensidade de tratamento desejada.
3. Deslize o Skin Cell Tronic no seu rosto, e movimente o Aplicador lentamente em espaços de 5 segundos entre a zona do queixo e da orelha. Siga o mesmo padrão de massagem na restantes zonas do rosto.
4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. Ex.: Mascara Aloe vera, Skin Cell Therapie – Soft Emulsion ou Creme de dia ou noite Q10 da Vegas Cosmetics.

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics, para este tratamento:

Hyaluron Gel para o tratamento; Soft Emulsion, Mascara Aloé Vera após o tratamento e para finalizar Creme de dia ou noite Q10 ou Creme facial Anti-Aging Men..



Tratamento de pele com impurezas (Acne) e oleosa (à noite)

Primeiro Passo:

Limpeza profunda da pele

Segundo passo:

1. Aplique uma quantidade suficiente de **Sérum pastel-dos-tintureiros** no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic.
2. Prima o Botão **On/Off** para ligar o aparelho, selecione **ION+**, **SONIC (Ultrassom)** e **Photon (Luz azul)** de seguida a **intensidade** de tratamento **desejada** (Level).
3. Deslize o Aplicador durante 5 segundos (1 toque) de ponto em ponto nas zonas a tratar (erupções). Desta forma, garante a temporização correcta do tratamento a efectuar em cada zona de impurezas, reduzindo em simultâneo a inflamação e irritação da pele, através da Luz azul.
4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. Ex.: Creme de dia ou noite pastel-dos-tintureiros).

Dica: Poderá prolongar o tratamento **Photon** (Luz-LED), utilizando apenas esta função sem os tratamentos adicionais do Skin Cell Tronic. Desta forma poderá continuar a tratar a sua pele por mais 10 a 20 minutos, com a Luz-LED azul, após finalizar o tratamento indicado em cima. Este cuidado reduz adicionalmente as irritações e inflamações na pele.

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics, para este tratamento:

Espuma de limpeza pastel dos tintureiros para a Limpeza profunda;
Sérum pastel dos tintureiros, Creme de dia ou Creme de noite para a hidratação posterior ao tratamento.



Tratamento de distúrbios de pigmentação

Primeiro Passo:

Limpeza profunda da pele

Segundo passo:

1. Aplique uma quantidade suficiente de Hyaluron Gel no rosto e no aplicador do Skin Cell Tronic.

2. Prima o Botão **On/Off** para ligar o aparelho, selecione **ION-**, **SONIC** (**Ultrassom**) e

Photon (Luz azul) de seguida a **intensidade** de tratamento **desejada** (Level).

3. Deslize o Aplicador durante 20 a 30 segundos (5 a 6 toques) de ponto em ponto nas zonas a tratar (manchas). De esta forma, garante a temporização correta do tratamento a efectuar em cada mancha.

4. Após o tratamento aplique um produto hidratante (p. Ex.: Mascara Aloe vera, Skin Cell Therapie – Soft

Emulsion ou Creme de dia ou noite Q10 da Vegas Cosmetics.

Produtos aconselhados da Vegas Cosmetics, para este tratamento:

Hyaluron Gel para o tratamento; Soft Emulsion, Mascara Aloé Vera

